

RehaComfort – Carrozzina Standard ad autospinta o da transito

Ref. REHA-CP (configurazione ruote post. da 24")

Ref. REHA-CT (configurazione ruote post. da 12")



Descrizione

Carrozzina con telaio pieghevole a doppia crociera predisposto con attacchi per ruote ad estrazione rapida da 24" o 12 "con copertone in PU pieno. Braccioli semi-desk ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Tele seduta in Nylon imbottito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale. Disponibili nelle misure di seduta: 38,40,42,44,46,49,52cm

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM: REHA-CP 38 REHA-CP 40 REHA-CP 42 REHA-CP 44 REHA-CP 46 RAHA-CP 49 REHA-CP 52 REHA-CT 38 REHA-CT 40 REHA-CT 42 REHA-CT 44 REHA-CT 46 RAHA-CT 49 REHA-CT 52	2045631/R 2045635/R 2045637/R 2045639/R 2045640/R 2045641/R 2045642/R 2045643/R 2045645/R 2045646/R 2045648/R 2045650/R 2045651/R 2045652/R	
Codice Nomenclatore Tariffario		
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche Tecniche

REHA-CP	38	40	42	44	46	49	52
Larghezza seduta	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Profondità seduta	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Larghezza totale	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	65 cm	69 cm
Lunghezza totale	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm	104 cm
Altezza seduta	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Altezza schienale	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Altezza braccioli	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Diametro ruote post	24"	24"	24"	24"	24"	24"	24"
Peso	16,5 Kg	16,8 Kg	17,0 Kg	17,3 Kg	17,5 Kg	17,8 Kg	18,1 Kg
Portata	130 Kg	130 Kg	130 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg
REHA-CT	38	40	42	44	46	49	52
Larghezza seduta	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Profondità seduta	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Larghezza totale	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	63 cm	67 cm
Lunghezza totale	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
Altezza seduta	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Altezza schienale	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Altezza braccioli	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Diametro ruote post	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Peso	14,5 Kg	14,8 Kg	15,0 Kg	15,3 Kg	15,5 Kg	15,8 Kg	16,1 Kg
Portata	130 Kg	130 Kg	130 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg

Caratteristiche comuni ai due modelli

Materiali	Telaio Schienale e seduta Ruote posteriori Forcella per ruote anteriori Imbottitura Braccioli Sistema frenante Mancorrenti	Acciaio verniciato Nylon (a richiesta autoestinguenti) Poliuretano Acciaio Poliuretano Acciaio Acciaio verniciato in Grigio
Diametro ruote anteriori	8"x2" (200 x 50 mm)	
Diametro ruotini per passaggi stretti	1,5" (solo si modello Reha-CP)	
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale	
Braccioli	Semi-Desk	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detersivi non aggressivi, poi asciugare in modo accurato. In ogni caso attenersi alle istruzioni d'uso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
*Reha-Cx xx	Carrozzina standard ad autospinta	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

*La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura e della versione scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
REHA-PRO8	Pedane elevabili	2
P-29L	Tavolino fisso con incavo	1
P-25	Seduta WC – per misura 42	1
P-26	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-27	Seduta rigida – per misura 42	1
P-28	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	31/07/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.