


BILANCIA PESAPERSONE DIGITALE DA TERRA

seca 813

Ref. 813



Descrizione

Bilancia digitale da terra, con piattaforma extra-large, ideale per persone sovrappeso e anziani. Questa bilancia, dotata di una piattaforma molto ampia è in grado di reggere 200 kg. Il robusto tappetino in gomma affronta le più pesanti sfide con leggerezza e la bassa struttura rende molto facile salirci. Solido telaio in acciaio. Per persone sino a 200 kg.

Base in gomma antiscivolo.

Stabilità e sicurezza durante la pesata.

Funzione step-off. Per pesarsi senza accendere la bilancia.

Funzioni:

- auto-HOLD,
- step-off,
- accensione automatica tip-on,
- spegnimento automatico.

Destinazione d'uso

Bilancia digitale pesa persone, per uso privato.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	seca GmbH & Co. KG	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Portata	200 kg
Divisione	100 g
Dimensioni (L x A x P)	433 x 47 x 373 mm
Dimensioni piattaforma di pesata	400 x 45 x 300 mm
Peso	2,9 kg
Dimensioni delle cifre	29 mm
Alimentazione elettrica	- A batterie, 4 batterie di tipo AAA, 1.5 V
Condizioni ambientali di utilizzo: Temperatura	Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F)

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	L'utilizzo di detersivi e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio.
CONSERVAZIONE	Conservare l'unità in un ambiente asciutto e fresco.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ/CONFEZIONE
813	Bilancia pesa persone digitale	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	10/06/2010	Prima emissione.
1.0	05/06/2024	Aggiornamento scheda tecnica

