

TAVOLINO CON BASE PER CARROZZINE

Ref. AQ-202



Descrizione

Tavolino servitore con base a 4 ruote con freno, predisposto all'uso per persone in carrozzina. Piano di appoggio con incavo e bordo di contenimento. Sistema di regolazione in altezza manuale.

Destinazione d'uso

Ausilio indicato per agevolare alcune funzioni alle persone sedute in carrozzina.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y1803	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2511502/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2023	

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.
Fabbricante	INTERMED S.r.l.
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a
Distributore	INTERMED S.r.l.

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997QUOTIDYU
---------------------	-------------------

Codice Ref.	UDI-DI
AQ-202	8056992230804

Caratteristiche Tecniche

AQ-202	Superficie appoggio 40 x 85 cm Altezza regolabile da 76 a 114 cm Portata 13 Kg
--------	--

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno umido e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AQ-202	Tavolino servitore	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	30/11/2023	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

