

## **BRAKE 2- Carrozzina leggera in alluminio con freni a tamburo**

**Ref. BRAKE2-XX**



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

### **Descrizione**

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio a doppia crociera, seduta in nylon imbottito di colore nero. Schienale con cinghie tensionabili, in nylon imbottito di colore nero. Braccioli desk ribaltabili ed estraibili e regolabili in altezza, con poggia-braccio in poliuretano regolabile in longitudinale e pannello laterale in plastica. Blocco freno regolabile in alluminio. Reggi-gambe estraibili con possibilità di rotazione antero-posteriore. Pedane poggia-piedi in plastica con ferma-tallone, regolabili in altezza e flessione. Ruote posteriori piene da 600 mm ad estrazione rapida, dotate di freni a tamburo azionabili dall'accompagnatore mediante leve sulle manopole di spinta, ruotini per passaggi stretti e kit antiribaltamento. Ruote anteriori da 200 mm con forcella in alluminio a tre posizioni di regolazione. Piastra di fissaggio per ruote posteriori con possibilità di regolazione in altezza e profondità.

La carrozzina è disponibile in 7 misure di seduta.

### **Destinazione d'uso**

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	BRAKE2-37	2654155/R
	BRAKE2-40	2654169/R
	BRAKE2-42	2654171/R
	BRAKE2-44	2654173/R
	BRAKE2 46	2654174/R
	BRAKE2-49	2654176/R
	BRAKE2-52	2654179/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2024	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

## IDENTIFICAZIONE UDI

<b>BASIC UDI-DI</b>	805267997CARROZZINE25
<b>Codice Ref.</b>	<b>UDI-DI</b>
BRAKE2-37	8056992231948
BRAKE2-40	8056992231955
BRAKE2-42	8056992231962
BRAKE2-44	8056992231979
BRAKE2-46	8056992231986
BRAKE2-49	8056992231993
BRAKE2-52	8056992232006

## Caratteristiche Tecniche

Flexa2	37	40	42	44	46	49	52
Larghezza seduta	37 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Larghezza totale	56 cm	59 cm	60 cm	62 cm	64 cm	66 cm	69 cm
Profondità seduta	42 -46 cm						
Lunghezza totale	105-109 cm						
Altezza seduta	Regolazione standard $\geq 50$ cm (da 38 a 52 cm in funzione del diametro ruote)						
Altezza schienale	41 cm						
Altezza braccioli	23 – 30 cm						
Ruote posteriori	24" (possibilità di altre misure a richiesta)						
Ruote anteriori	8" (possibilità di altre misure a richiesta)						
Diametro ruotini	1,5"						
Peso	$\geq 15$ kg (secondo configurazione)						
Portata	120 Kg per misure 37 a 44 cm / <b>140 Kg per misure 46 a 52 cm</b>						

Materiali	<p>Telaio in Alluminio.          Schienale e seduta in Nylon.          Ruote posteriori in Alluminio con copertoni in Poliuretano pieno o pneumatiche.          Ruote anteriori in plastica con copertone in PU.          Forcella per ruote anteriori in Alluminio.          Braccioli in Poliuretano.          Sistema frenante a tamburo in Alluminio.          Mancorrenti in Alluminio.</p>
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale, pieghevoli
Braccioli	Tipologia semi- <i>desk</i> , regolabili in altezza e profondità

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	<p>Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti.</p> <p>Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.</p>
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
BRAKE2xx**	Carrozzina leggera ad autospinta con freni a tamburo.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

\*\*La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.

## Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
FX/BK-11	Pedane elevabili	2
EL-22	Prolunga schienale pieghevole	1
P-29L	Tavolino con incavo	1
CA-104	Cuscino per lordosi	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2024	Prima emissione

