

## Rollator Monaco New Ref. RA-173N



Il colore dell'ausilio nella foto è puramente indicativo.

### Descrizione

Deambulatore rollatore con struttura in alluminio a quattro ruote, anteriori piroettanti da 10" posteriori da 8" con sistema frenante, impugnature ergonomiche regolabili in altezza con leve freni di stazionamento. Il telaio è pieghevole per ridurre gli ingombri durante il trasporto. Piano seduta rigido imbottito con fascia schienale, braccioli e poggia piedi per un utilizzo come carrozzina da transito. Con sacca portaoggetti posizionata sotto al piano seduta e porta bastone.

### Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone con limitate capacità di deambulazione o in fase riabilitativa.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120606	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2674997/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2024	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

## IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997DEAMBULAZNV
Codice Ref.	UDI-DI
RA-173N	8056992232020

## Caratteristiche tecniche

RA-173N	MONACO
Portata massima	136 kg
Larghezza totale	60,4 cm
Larghezza utile	45,5 cm
Larghezza seduta	38 cm
Profondità seduta	36 cm

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Lunghezza totale	<b>85,3 cm</b>
Altezza seduta	<b>51 cm</b>
Regolazione impugnature	<b>80-100 cm</b>
Diametro delle ruote ant.	<b>10"</b>
Diametro delle ruote post.	<b>8"</b>
Capacità sacca portaoggetti	<b>5 kg</b>
Peso	<b>10 kg</b>

### Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

### Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
RA-173N	Deambulatore rollator Monaco, pieghevole, in alluminio.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	17/07/2024	Nuova emissione scheda tecnica con aggiornamento normativo

