Rev. 1.0 – febbraio 2024 p. 1/5

# RehAlum — Carrozzina Standard in alluminio Ref. REHALUM-P (configurazione ruote post. da 24") Ref. REHALUM-T (configurazione ruote post. da 12")



#### **Descrizione**

Carrozzina con telaio in alluminio, pieghevole a doppia crociera predisposto con attacchi per ruote posteriori ad estrazione rapida da 24" o 12 "con copertone in PU pieno. Braccioli semi-desk ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Tele seduta in Nylon imbottito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale e cintura di sicurezza. Forcelle ruote anteriori in alluminio.

Tele seduta in Nylon imbottito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale. Colore Azzurro, disponibili nelle misure di seduta: 38,40,42,44,46,49,52cm

#### Destinazione d'uso

Carrozzine indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.





Rev. 1.0 – febbraio 2024 p. 2/5

# Identificazione prodotto

| Dispositivo Medico                                                           | <b>▼</b> SI                                                                      | □ NO        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Codice CND                                                                   | REHALUM-XXP                                                                      | Y122106     |  |
| Coulce CND                                                                   | REHALUM-XXT                                                                      | Y122103     |  |
|                                                                              | REHALUM-38P                                                                      | 2614633/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-40P                                                                      | 2614640/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-42P                                                                      | 2614641/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-44P                                                                      | 2614643/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-46P                                                                      | 2614645/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-49P                                                                      | 2614646/R   |  |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM                                       | REHALUM-52P                                                                      | 2614649/R   |  |
| identificativo di Registrazione bb/ Nbivi                                    | REHALUM-38T                                                                      | 2614670/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-40T                                                                      | 2614684/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-42T                                                                      | 2614687/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-44T                                                                      | 2614689/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-46T                                                                      | 2614697/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-49T                                                                      | 2614698/R   |  |
|                                                                              | REHALUM-52T                                                                      | 2614700/R   |  |
| Identificativo di registrazione EUDAMED                                      | Non ancora rilasciato                                                            |             |  |
| Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561 | <b>▼</b> SI                                                                      | □ NO        |  |
| Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745                                 | ☑ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III                                                  |             |  |
| Marcatura CE                                                                 | <b>▼</b> SI                                                                      | □ NO        |  |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante                                  | <b>▼</b> SI                                                                      | □ NO        |  |
| Ente Certificatore                                                           | □ SI                                                                             | <b>☑</b> NO |  |
| Sterile                                                                      | □ SI                                                                             | <b>▼</b> NO |  |
| Latex Free                                                                   | <b>▼</b> SI                                                                      | □ NO        |  |
| Anno immissione in commercio                                                 | 2024                                                                             |             |  |
| Garanzia                                                                     | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. |             |  |
| Fabbricante                                                                  | INTERMED S.r.l.                                                                  |             |  |
| SRN Fabbricante                                                              | IT-MF-000013039                                                                  |             |  |

#### **IDENTIFICAZIONE UDI**

| BASIC UDI-DI | 805267997CARROZZINE25 |
|--------------|-----------------------|
|              |                       |
| Codice Ref.  | UDI-DI                |
| REHALUM-38P  | 8056992230996         |
| REHALUM-40P  | 8056992231009         |
| REHALUM-42P  | 8056992231016         |
| REHALUM-44P  | 8056992231023         |
| REHALUM-46P  | 8056992231030         |
| REHALUM-49P  | 8056992231047         |









Rev. 1.0 – febbraio 2024 p. 3/5



| REHALUM-52P | 8056992231054 |
|-------------|---------------|
| REHALUM-38T | 8056992231061 |
| REHALUM-40T | 8056992231078 |
| REHALUM-42T | 8056992231085 |
| REHALUM-44T | 8056992231092 |
| REHALUM-46T | 8056992231108 |
| REHALUM-49T | 8056992231115 |
| REHALUM-52T | 8056992231122 |

## **Caratteristiche Tecniche**

| REHALUM-                 | 38P     | 40P     | 42P     | 44P     | 46P     | 49P     | 52P     |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Larghezza seduta         | 38 cm   | 40 cm   | 42 cm   | 44 cm   | 46 cm   | 49 cm   | 52 cm   |
| Profondità seduta        | 40 cm   |
| Larghezza totale         | 54 cm   | 56 cm   | 58 cm   | 60 cm   | 62 cm   | 65 cm   | 69 cm   |
| Lunghezza totale         | 104 cm  |
| Altezza seduta           | 50 cm   |
| Altezza schienale        | 40 cm   |
| Altezza braccioli        | 24 cm   |
| Diametro ruote post      | 24"     | 24"     | 24"     | 24"     | 24"     | 24"     | 24"     |
| Ruotini passaggi stretti | 1,5"    | 1,5"    | 1,5"    | 1,5"    | 1,5"    | 1,5"    | 1,5"    |
| Peso                     | 13,5 Kg | 13,8 Kg | 14,0 Kg | 14,3 Kg | 14,5 Kg | 14,8 Kg | 15,1 Kg |
| Portata                  | 130 Kg  | 130 Kg  | 130 Kg  | 130 Kg  | 150 Kg  | 150 Kg  | 150 KG  |
|                          |         |         |         |         |         |         |         |
| REHALUM-                 | 38T     | 40T     | 42T     | 44T     | 46T     | 49T     | 52T     |
| Larghezza seduta         | 38 cm   | 40 cm   | 42 cm   | 44 cm   | 46 cm   | 49 cm   | 52 cm   |
| Profondità seduta        | 40 cm   |
| Larghezza totale         | 52 cm   | 54 cm   | 56 cm   | 58 cm   | 60 cm   | 63 cm   | 67 cm   |
| Lunghezza totale         | 96 cm   |
| Altezza seduta           | 50 cm   |
| Altezza schienale        | 40 cm   |
| Altezza braccioli        | 24 cm   |
| Diametro ruote post      | 12"     | 12"     | 12"     | 12"     | 12"     | 12"     | 12"     |
| Peso                     | 11,5 Kg | 11,8 Kg | 12,0 Kg | 12,3 Kg | 12,5 Kg | 12,8 Kg | 13,1 Kg |
| Portata                  | 130 Kg  | 130 Kg  | 130 Kg  | 130 Kg  | 150 Kg  | 150 Kg  | 150 KG  |





Rev. 1.0 – febbraio 2024 p. 4/5

## Caratteristiche comuni ai due modelli

| Materiali                | Telaio                       | Alluminio verniciato                |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                          | Schienale e seduta           | Nylon (a richiesta autoestinguenti) |
|                          | Ruote posteriori             | Poliuretano                         |
|                          | Forcella per ruote anteriori | Alluminio                           |
|                          | Imbottitura Braccioli        | Poliuretano                         |
|                          | Sistema frenante             | Acciaio                             |
|                          | Mancorrenti                  | Acciaio verniciato                  |
| Diametro ruote anteriori | 8"                           |                                     |
| Freni di stazionamento   | Leve ad azionamento manuale  |                                     |
| Braccioli                | Semi-Desk                    |                                     |

## Informazioni utili

| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSERVAZIONE                  | Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MANUTENZIONE E PULIZIA         | Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti.  Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.  In ogni caso attenersi alle istruzioni d'uso. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO        | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.                                                                                                                                                                                                           |

#### Contenuto della confezione

| COMPONENTE    | DESCRIZIONE                                         | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| *Rehalum-x    | Carrozzina standard ad autospinta o da transito     | 1               |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1               |

<sup>\*</sup>La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura e della versione scelta.

# Accessori opzionali

| COMPONENTE  | DESCRIZIONE                       | PZ / CONFEZIONE |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| REHA-P-A01  | Pedane elevabili                  | 2               |
| REHALUM-A07 | Braccioli regolabili in altezza   | 2               |
| P-29L       | Tavolino fisso con incavo         | 1               |
| P-25        | Seduta WC – per misura 42         | 1               |
| P-26        | Seduta WC – per misure 45, 48, 51 | 1               |
| P-27        | Seduta rigida – per misura 42     | 1               |
| P-28        | Seduta WC – per misure 45, 48, 51 | 1               |







## **SCHEDA TECNICA**

Rev. 1.0 – febbraio 2024 p. 5/5

| P-36 | Portaflebo con attacco per carrozzina | 1 |
|------|---------------------------------------|---|
|------|---------------------------------------|---|

## Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA       | MODIFICA                                                          |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.0  | 05/02/2024 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |

( (



