


ALZA WC MORBIDO "CONTACT PLUS"
Ref. 500200n



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Alza wc morbido, si adatta a quasi tutti i tipi di toilette di forma ovoidale.

Grazie ai doppi bordi inferiori offre un ottimo livello di tenuta. L'altezza di 11 cm e l'ergonomia lo rendono un ausilio molto pratico e confortevole durante l'utilizzo.

Destinazione d'uso

Ausilio per la cura ed igiene personale.

Identificazione prodotto

| | | |
|---|--|---|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | Y091215 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | | |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marcatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Anno immissione in commercio | 2020 | |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. | |
| Fabbricante | Herdegen - Francia | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a | |
| Distributore | INTERMED S.r.l. | |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|----------------------|--|
| Altezza utile | 11 cm |
| Altezza totale | 16 cm |
| Ovale esterno | 37 x 41 cm |
| Foro ovale | 21 x 26 cm |
| Materiali componenti | Mousse ad alta densità, iniettata in un film in PVC termoformato aderente. |
| Peso | 2 kg |
| Portata | 185 kg |

Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. |
| CONSERVAZIONE | Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive. È possibile una sanificazione in autoclave, 5 min. a 90° C e 80% di umidità. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|---------------|--|-----------------|
| 500200 | Alza wc morbido "soft". | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo. | 1 |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 0.0 | 05/10/2020 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |

